

Wischen statt Sprühen mit Feuchttüchern aus dem Wiper Bowl® Safe & Clean Spendersystem

- Senkung des Desinfektionsmittelverbrauchs – die Anwendungslösung ist bis zu 4 Wochen (28 Tage) verwendbar
- Kompatibilität mit Desinfektionsmitteln entsprechend VAH-Vorgaben bestätigt
- hoher Hygienestandard bei der täglichen Desinfektion und Reinigung
- **Multitex® Wipes** bestehen aus 100 % PET* – so wird die Wirkstoffkonzentration der Desinfektionsmittel nahezu vollständig abgegeben
- befüllbar mit den Flächendesinfektions- oder Reinigungssubstanzen Ihrer Wahl
- einfache Entnahme der Einmaltücher durch Abriss-Perforation – so sind 60/100/110/120 Desinfektionsvorgänge möglich; durch den transparenten Deckel hat man die Füllmenge immer im Blick
- wirksamer Schutz vor Austrocknung durch wieder-schließbaren Deckel mit Verschlusskappe
- alle relevanten Inhaltsinformationen sicher im Blick durch beschriftbares Chargenetikett



NEU: JETZT MIT TRANSPARENTEM DECKEL FÜR BESSERE KONTROLLE DES INHALTES



DRP-GMBH BIOKONZEPTE

www.der-reinigungsprofi.de
drp.in@der-reinigungsprofi.de

*PET hat ein geringes Adsorptionsverhalten der QAV (Quartäre Ammonium-Verbindungen) an den Fasern.